

货号	产品名称	规格
ZC-G2105	HRP 标记山羊抗大鼠 IgG	100ul

产品简介:

辣根过氧化物酶标记山羊抗大鼠 IgG (H+L) (HRP conjugated Goat Anti-Rat IgG (H+L)), 用于 Western、ELISA 和 IHC 等实验。HRP, 即 Horseradish Peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在 Western 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光, 可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色, 也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。

保存条件:

-20°C 保存, 一年有效。

建议稀释比:

ELISA 1:1000—1:5000

WB 1:5000—1:20000

IHC/ICC 1:200—1:500

注意事项:

- 1、具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。