

货号	产品名称	规格
ZC-G2123	<b>CY3 标记山羊抗大鼠 IgG</b>	100ul

#### 产品简介:

Cy3 (Cyanine 3) 属于水溶性花青染料, 这类染料比其他的荧光团更亮, 更稳定, 背景更弱, 所以广泛用于生物分子标记, 荧光成像及其他荧光生物分析。

Cy3 标记山羊抗大鼠 IgG (H+L) (Cy3-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L)), 用于 IF、FC 等实验。激发波长为 550 nm, 发射波长 570 nm。

#### 保存条件:

-20°C 保存, 一年有效

#### 建议稀释比:

I F 1:100—1:600

#### 注意事项:

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光, 减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。