

货号：ZC-A0480

规格：500ml

植物组织软化液

产品简介：

植物病理组织再试验中，遇到较硬的组织，如根部，颈部等较硬部位，需要软化处理，这样便于后期切片。

产品包装：

产品货号	产品名称	产品规格
ZC-A0480	植物组织软化液	500ml

使用方法：

将新鲜植物组织取下后放入软化液中固定 24h 以上，固定液体积以完全浸没植物组织能自由移动为准。为保证实验效果，后续制片需采用本公司的配套的操作技术。

说明：

1. 主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管，使之容易切片。
2. 室温, 12 个月。