

货号：ZC-A0618

规格：500ml

环保型组织固定液(即用型)

产品简介：

各种组织固定, 不含醛类物质, 又称无毒环保型固定液。用于病理样本和动物组织固定, 也可用于脱落细胞、培养细胞的固定。

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

产品包装：

产品货号	产品名称	产品规格
ZC-A0618	环保型组织固定液(即用型)	500ml

使用方法：

将组织标本放入本产品中, 固定 6-24h 左右即可。

说明：

1. 各种组织固定, 不含醛类物质, 又称无毒环保型固定液。
2. 用于病理样本和动物组织固定, 也可用于脱落细胞、培养细胞的固定。
3. 室温, 12 个月